



EasiTex® Varmeisolerende produkter

- Skal ligge så nær kroppen som mulig for maksimal varme effekt
- Veier minst 50% mindre enn dyner og tepper
- Tar langt mindre plass ved lagring
- Laget av polypropylen og polyester
- Blir kuldioxid og vann ved forbrenning
- Latexfritt
- Oppfyller krav i henhold til antenningstest SS-EN ISO 12952-1
- Oppfyller krav til fiberslipp NO-EN 13795-1:2019
- Varmetestet i henhold til NO-ISO 5085.1:2004 for sykehussenger



ENDOMED

Art. nr.	Benevning	Farge	Størrelse	Antall
62100150	EasiTex varmeteppe	Hvit	100 x 150 cm	70 st/kart
62150190	EasiTex varmeteppe	Hvit	150 x 190 cm	35 st/kart
623090	Benvarmer	Hvit	30 x 90 cm	100 st/kart
6230	Varmelue	Hvit	Ø 30 cm	3 x 50 st/kart